

*Innovation, vision, service à la clientèle  
sont à toujours été notre points forts.*

**ITS Group: le meilleur choix**

Des années d'expérience dans le domaine, la recherche scientifique appliquée, en collaboration avec des universités internationales, dans le but de vous fournir les meilleurs produits, les plus innovants, mais aussi le meilleur service.

**Nous voulons toujours vous donner le meilleur de nous-mêmes.**

C'est pourquoi nous vous donnons non seulement l'équipement, mais nous vous accompagnons pas à pas dans son utilisation, en vous aidant à développer votre entreprise, et nous sommes toujours à tes côtés. Assistance continue, services de marketing web,



# RINNOVA PLUS FRAX

# RINNOVA PLUS FRAX

## Radiofréquence

*Pour des résultats extraordinaires  
que vous pouvez toucher avec vos mains!*



[www.itsgroupsrl.com](http://www.itsgroupsrl.com)



MADE IN ITALY



SIÈGE DE PRODUCTION Via Del Cerchio, 1 40012 Calderara di Reno (BO) Italy  
SIÈGE COMMERCIAL MILAN Via Milano, 88 27015 Landriano (PV) Italy  
SIÈGE COMMERCIAL BOLOGNE Via Guido Rossa, 12 40011 Anzola Dell'Emilia (BO) Italy  
Tel. +39 0516467153 | [info@itsgroupsrl.com](mailto:info@itsgroupsrl.com)





## Radiofréquence monopolaire, bipolaire, fractionnée pour le traitement anti-âge du visage et du corps

Oubliez les appareils de Radiofréquence avec lesquels vous avez toujours travaillé : à partir d'aujourd'hui, avec Rinnova Plus Frax vous pouvez enfin avoir **à votre disposition la Radiofréquence monopolaire, bipolaire et fractionnée la plus puissante et efficace de tous les temps.**

L'idée à la base de notre travail est la même depuis toujours : créer **des technologies pour des traitements esthétiques non invasifs** qui soient parfaitement puissantes et fonctionnelles en vous donnant la certitude de résultats de très haut niveau et stables dans le temps : Rinnova Plus Frax réalise parfaitement cette union. La Radiofréquence Rinnova Plus Frax est tout simplement **le système le plus évolué d'émission combiné fractionné** dans une technologie révolutionnaire pour le traitement des relâchements cutanés du visage et du corps. **La technologie la plus efficace** parce qu'elle vous permet d'associer dans un appareil différentes modalités de traitement : **monopolaire** pour traiter le derme profond avec 2 fréquences différentes, **bipolaire** pour un effet lifting immédiat, **fractionnée** pour soulever les pommettes, repulper les rides et redessiner le contour du visage. Puissance et prestations uniques, pour des résultats qui laissent une trace!

## Comment fonctionne Rinnova Plus Frax?

La radiofréquence Rinnova Plus Frax utilise le principe de transfert énergétique capacitif et/ou résistif dans les tissus biologiques : cela signifie que l'énergie induite à des fréquences spécifiques provoque une **rapide augmentation de la température**. Cette action profonde et uniforme de réchauffement **produit un effet lifting** dû au rétrécissement des fibres de collagène, en stimulant en même temps les fibroblastes à en produire à nouveau.

Le transducteur fractionné d'ITS Group, par contre, **émet par intermittence 6 millions de décharges d'énergie à la seconde** fractionnée dans une matrice de petits points. La température est augmentée pendant un laps de temps très court à 59-63°C, en provoquant la dénaturation complète des fibres de collagène qui seront remplacées par du nouveau collagène.

L'émission fractionnée en petits points détermine une action thermique sur les fibres de collagène, ce qui conduit à leur réalignement superficiel et profond avec le **résultat d'une retexturisation physiologique de la peau**. L'effet est la redéfinition du contour du visage et du décolleté, la rehausse des pommettes et des arcades sourcilières avec une **amélioration générale de la fermeté cutanée**.

## Pourquoi choisir la Radiofréquence Rinnova Plus Frax


- ✓ Sécurité pour l'opérateur grâce aux outils très isolés.
- ✓ Des électrodes pour chaque zone du corps : 8 tailles différentes d'électrodes et 2 fréquences différentes pour le visage et pour le corps.
- ✓ Un investissement sûr : vous ramenez chez vous un appareil d'exception, avec une économie durable.
- ✓ Une marche en plus grâce à la technologie fractionnée, pour maximiser le traitement.
- ✓ Effet lifting immédiat grâce à la modalité bipolaire.
- ✓ Des clients heureux ! Grâce à un bouche-à-oreille positif, vous verrez augmenter vos clients et votre chiffre d'affaires.

Disponible en association avec  
Oxypro Age | Osmolipo

## Results

- Résultats visibles dès les premières séances
- Peau plus ferme, pommettes relevées, rides repulpées, contour du visage redessiné
- Amélioration de la texture cutanée post-traumatique (acné, cicatrices, vergetures)
- Un plus grand afflux d'oxygène et d'éléments nourrissants pour les tissus

Résultats après 8 séances



## Au cœur de la machine, une technologie extraordinaire

Vous est-il déjà arrivé d'utiliser une radiofréquence munie d'électrodes qui chauffent excessivement, comme un fer à repasser ? Dans les autres machines cela arrive souvent... et la raison est très simple. Le bon transfert d'énergie n'est pas effectué et l'énergie « chute » inexorablement sur l'outil en compromettant le traitement esthétique, avec des résultats médiocres en termes d'efficacité et aussi de confort. **Rinnova Plus Frax**, grâce à la parfaite synergie entre matériel et logiciel, **produit une impédance en sortie tout à fait similaire à celle de la peau**, en assurant le transfert maximum d'énergie **seulement dans la zone à traiter et avec la plus grande sécurité.**

Seulement avec **Rinnova Plus Frax** vous pouvez pousser sur l'accélérateur pour donner de la puissance comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, **en garantissant à vos clients des traitements exclusifs, extraordinairement**



Technologie fractionnée : l'évolution que vous cherchiez

Une nouvelle sonde avec la technologie à émission fractionnée: nous avons conçu **un nouvel outil qui fait de Rinnova Plus Frax beaucoup plus qu'une simple Radiofréquence**, en redéfinissant complètement le concept de diathermie. Le résultat est la réorganisation des fibres superficielles et profondes et une retexturisation complète de la peau pour une **redéfinition complète du contour du visage et une amélioration générale de la fermeté cutanée.**

## Une seule technologie et une série infinie d'options

**Monopolaire, bipolaire, fractionnée:** avec leurs différentes dimensions, les électrodes de **Rinnova Plus Frax** sont les instruments dont vous avez besoin pour une **précision millimétrique**. En dotation vous aurez **6 électrodes monopolaires de 30, 40, 50, 60, 70 et 80 millimètres + 1 embout** pour le traitement de la délicate zone du contour des yeux, en plus d'1 outil bipolaire pour un lifting immédiat. De plus, dans la fractionnée, vous aurez **3 têtes interchangeables de 10×10mm, 20×20mm, 40×40mm.**

